


## 1576575 - 3M™ Littmann® lightweight II pièce de recharge - brun clair - set



## **Déscription**

Le kit de pièces détachées pour stéthoscope 3M™ Littmann®™ Lighweight II comprend une bague marron clair, un diaphragme réglable et une bague anti-froid noire. Le kit comprend également une paire de bouchons d'oreille souples de couleur marron.

## **Spécifications**

Marque	ЗМ <sup>тм</sup>
sku	1576575
Couleur	Brun clair
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Set