

1553158 - Digi-Extend (4 résistances)



Déscription

Le Digi-Extend est un appareil de rééducation de la main unique pouvant isoler l'extension des cinq doigts et chaque articulation des doigts. Ce produit renforce les groupes musculaires intrinsèques et extrinsèques pour optimiser le glissement du tendon extenseur, le mouvement de l'articulation, la coordination et la fonction musculaire dans la main et l'avant-bras. Le Digi-Extend se concentre sur le mécanisme extenseur d'un doigt ou de tous les doigts en ciblant la zone de la main nécessitant une rééducation. Les patients peuvent facilement changer de niveau de résistance et varier les positions de leur main selon les exercices spécifiques, afin d'atteindre les objectifs des exercices et prévenir les blessures. Le Digi-Extend peut aussi être utilisé pour des exercices d'adduction, d'abduction, de blocage et de flexion des doigts. C'est un appareil de pointe compact, simple, confortable à utiliser et efficace pour aider les patients à atteindre leurs objectifs de rééducation. Quatre bandes de couleur et de niveau de résistance différents permettent à chaque muscle ou articulation de travailler à un niveau confortable et de progresser lorsque la force souhaitée est atteinte.

Spécifications

Marque	MVS
sku	1553158
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce