

1573942 - Housse épongé pour coussin Relax cervical - blanc - 1 pc



Déscription

Taie d'oreiller Fico pour oreiller relaxant pour le cou, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de fournir l'oreiller avec une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, les housses sont lavables à 60°C.

Spécifications

Marque	Fico
sku	1573942
Couleur housse	Blanc
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Eponge
Type d'emballage	Pièce