

1609806 - Gants nitril - non stériles - bleu - M - 1 x 100 pcs



Déscription

Gants en nitrile sans poudre (AQL 1.5) offrant une bonne résistance aux produits chimiques. Recommandés pour les personnes ne pouvant utiliser de gants en latex. Leur manchette extra longue de 400 mm en fait des gants idéaux pour le nettoyage des endoscopes et la manipulation des agents cytostatiques. Leur surface rugueuse permet de faciliter la préhension des instruments.

Spécifications

sku	1609806
Stérile	Non
Poudré	Non
Conforme à la norme HACCP	Non
Composition	Nitrile doux
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Stérile	Non
Taille	M
Type d'emballage	Boîte