

## 1549983 - Baquet roulant 12L en inox avec poignée - 46 cm Ø - 1 pc



### Déscription

Seau en acier inoxydable, avec poignée rabattable, sur une base circulaire en tube d'acier inoxydable. Equipé de 5 pivotantes antistatiques dont 2 avec frein.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	H 33.5 cm
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>Roues</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce