

1549983 - Baquet roulant 12L en inox avec poignée - 46 cm Ø - 1 pc



Déscription

Seau en acier inoxydable, avec poignée rabattable, sur une base circulaire en tube d'acier inoxydable. Equipé de 5 pivotantes antistatiques dont 2 avec frein.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	H 33.5 cm
Composition	Acier inoxydable
Roues	Oui
sku	1549983
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce