

1550576 - Thermomètre sans contact FT 100 - 1 pc



Déscription

Le thermomètre FT100 de Beurer mesure non seulement la température corporelle, mais aussi la température ambiante et superficielle. Il fournit une mesure rapide de la température corporelle, particulièrement utile pour les enfants. La mesure est faite sans contact, cela le rend sûr et hygiénique. Les valeurs mesurées sont enregistrées automatiquement. Lorsqu'une température normale est mesurée, une LED verte s'allume, lorsqu'une température supérieure à 38 ° C est détectée, une LED rouge s'allume.

Avantages

- Arrêt automatique
- Infrarouge
- 60 emplacements de mémoire
- Affiche les lectures en C° et F°

Spécifications

Marque	Beurer
Digital	Oui
Infrarouge	Oui
Alarme fièvre	Oui
Non contact	Oui
Embout souple	Non
Taxe Bepat	0.05 EUR
Indicateur de piles faibles	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Mémoire	Oui
sku	1550576
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre frontal
Vitesse de mesure	Quasi instantanée