

1001894 - Stérilisateur automatique 2000 - 1 pc



Déscription

L'un des moyens les plus efficaces pour éliminer tous les germes pathogènes d'un objet, même le plus résistant à la chaleur, est un système utilisant la stérilisation sèche à l'air chaud.

Le TAU STERIL 2000 automatique a été spécifiquement conçu pour répondre à toutes les exigences médicales du secteur de la stérilisation.

Extrêmement robuste, cette machine est contrôlée par un système entièrement automatique et garantit une sécurité totale, car elle a été construite conformément aux normes européennes de sécurité.

- Thermostat : modèle à bulbe capillaire automatique avec autorégulation de 90 à 2000°C, équipé d'un interrupteur conformément aux normes de sécurité internationales.
- Minuterie : de 0 à 120 minutes pour le réglage automatique du temps de puissance du thermostat, avec extinction automatique (avec position manuelle pour les besoins de travail supérieurs à 120 minutes).
- Résistance : Protection en acier inoxydable de 600 Watts avec diffuseur pour obtenir un rendement élevé, une faible inertie et un fonctionnement immédiat, avec connexion à baïonnette pour un remplacement facile et rapide (breveté).
- Thermomètre : Très précis et robuste, utilisant des systèmes à bulbe capillaire et à dilatation de liquide.

Spécifications

Marque	Tau Steril
Dimension extérieure (L X H x P)	440 x 380 x 310 mm
Dimensions intérieures	23 x 20 cm
sku	1001894
Produits similaires	Oui
Type d'emballage	Pièce