

1543423 - Tensiomètre digital BM49 - retour vocale - bras supérieur - mesures du bras 22-36 cm - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre digital pour le haut du bras qui parle, en plus de l'affichage sur l'écran, donne également des mesures acoustiques. Le volume est réglable et si nécessaire, il est également possible de désactiver la fonction vocale. Avec haut-parleur intégré et mesure entièrement automatique de la pression artérielle et du pouls sur la partie supérieure du bras. Affiche les moyennes de toutes les valeurs de mesure stockées, par exemple, toutes les mesures du matin et du soir des 7 jours. Détecte l'arythmie et dispose d'un indicateur de risque avec des couleurs. Affiche la date et l'heure et s'éteint automatiquement. A un indicateur de batterie faible et est livré avec un sac de rangement.

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bepbat	0.05 EUR
sku	1543423
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques