

## 1532851 - Protection barres de lit fixation avec tirette - 1 pc



### Déscription

Les protections de bord de lit de Fico garantissent au patient une grande liberté de mouvement sans être blessé par les barrières latérales. Le personnel infirmier peut confortablement prendre soin du patient. Les protections sont faciles et rapides à fixer via la fermeture éclair. Ils sont fabriqués en tissu PU avec rembourrage doux en ouate solide sur tissu. Le tissu extérieur et la ouate sont ignifuges. La protection latérale est solide, imperméable, anti-allergique et résistante aux acariens.

### Spécifications

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Marque                | Fico              |
| Dimensions du produit | L 35 cm, L 200 cm |
| Ignifuge              | Oui               |
| sku                   | 1532851           |
| Système de fixation   | Avec tirette      |
| Type d'emballage      | Pièce             |