

## 1552658 - Manumed Optimale - 2-parties - modèle 321 version tête - électrique



### Déscription

Stable et durable. Avec la table de traitement et d'examen 2 pièces Manumed Optimal, vous disposez à la maison de la table moderne de qualité Manumed Optimal. Robuste en apparence et simple à utiliser.

Moins c'est plus à la banque ManumedOptimal.

Caractéristiques

- 2-parties
- Version tête
- Réglage de la hauteur électrique
- Commande périphérique
- Roulettes escamotables (commande centrale)
- Longue fente nasale avec obturateur
- Dimensions (lxl): 201 x 67 cm
- Réglage de la hauteur: 45 - 97 cm
- Temps de montée: 18 sec.
- Capacité de montée 200 kg
- Espace dégagé pour passage du tabouret en tête et pieds de table

## Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>Dimensions du produit</b>	L 67 cm, L 201 cm
<b>Hauteur</b>	45 - 97 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Capacité de levage</b>	200 kg
<b>Temps de réglage de la hauteur</b>	18 s
<b>sku</b>	1552658
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Contrôle de hauteur standard</b>	Commande phériférique
<b>Fente nasale triangulaire</b>	Fente nasale allongée
<b>Nombre de parties</b>	2-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Table type pièce</b>	Partie tête
<b>Type d'emballage</b>	Pièce