

## 1623397 - SportsArt C521M - Le vélo couché



### Déscription

Le **SportsArt C521M Vélo Semi-Allongé** est un **vélo semi-allongé** professionnel spécialement conçu pour les patients présentant des **limitations de la mobilité du genou et de la hanche (ROM)**. Grâce à sa position ergonomique, son confort élevé et ses options de pédalage polyvalentes, cet appareil est idéal pour la **physiothérapie, la rééducation orthopédique et gériatrique**.

#### Caractéristiques principales du C521M Vélo Semi-Allongé :

- **Position semi-allongée** : ergonomique et confortable, idéale pour les séances prolongées.
- **Pédalage bidirectionnel** : avant et arrière pour plus de flexibilité dans l'entraînement et la thérapie.
- **Manivelles réglables** : ajustables entre **12,7 et 18,2 cm** pour des rotations de pédales personnalisées.
- **Dossier et accoudoirs réglables** : inclinables pour une posture et un soutien optimaux.
- **Dossier en maille avec soutien lombaire** : comprenant une **poche pour thérapie chaude et froide**.
- **Résistance de démarrage ultra basse** : adaptée aux patients affaiblis ou en déconditionnement.
- **Design compact** : dimensions 169 x 67 x 127 cm (LxPxH), poids de l'appareil seulement 83 kg.
- **Poids utilisateur maximal** : 205 kg – robuste et adapté à divers groupes de patients.
- **Résistance** : 20 niveaux avec incréments de 0,1.
- **Console** : écran LED tricolore avec retour clair.
- **Fonctions d'affichage** : calories, temps, RPM, distance, METs, watt, vitesse, fréquence cardiaque, fréquence cardiaque cible.
- **Programmes d'entraînement** : Montée, Intervalle personnalisé, Manuel/Piste, Aléatoire, Cardio/Perte de poids HRC, FC personnalisée, Iso cinétique, Iso force, plus 4 profils utilisateurs.

## Spécifications

<b>Marque</b>	SportsArt
<b>sku</b>	1623397
<b>Type d'emballage</b>	Pièce