

1532374 - Schiller BR-102 PLUS - moniteur de pression sanguine



Déscription

Le modèle **SCHILLER** BR-102 plus fournit le meilleur niveau de confort possible aux patients. Il se distingue par ses faibles dimensions et son faible poids. Un dispositif spécial permet de limiter le niveau de gonflage du coussin au strict nécessaire. Logiciel Darwin 2 ABPM inclus.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1532374
	2026-01-06T01:00:00+01:00
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres ambulatoires 24 heures