

## 1532374 - Schiller BR-102 PLUS - moniteur de pression sanguine



### Déscription

Le modèle **SCHILLER** BR-102 plus fournit le meilleur niveau de confort possible aux patients. Il se distingue par ses faibles dimensions et son faible poids. Un dispositif spécial permet de limiter le niveau de gonflage du coussin au strict nécessaire. Logiciel Darwin 2 ABPM inclus.

### Spécifications

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Marque                    | Schiller                            |
| sku                       | 1532374                             |
| Produits similaires       | Non                                 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa        |
| Type d'emballage          | Pièce                               |
| Type de tensiomètre       | Tensiomètres ambulatoires 24 heures |