


1618593 - Cousin cale - 40 x 50 x 20 cm - revêtement standard - vert



Déscription

Le coussin cale de **Spinetechnics** est un coussin ergonomique conçu, idéal pour améliorer la posture assise et offrir un soutien supplémentaire pendant les traitements ou les activités quotidiennes. Grâce à son design astucieux en forme de coin, le coussin aide à favoriser la courbure naturelle de la colonne vertébrale, réduisant ainsi considérablement la pression sur le bas du dos et permettant de prévenir les douleurs lombaires.

Les couleurs de l'image peuvent différer des couleurs réelles.

Spécifications

Marque	Spinetechnics
sku	1618593
Couleur	N04-vert
Taille	40x50x20cm
Type d'emballage	Pièce