

1610202 - 3M™ Littmann® Classic III SE stéthoscope - standard - rose champagne - standard - 1 pc



Déscription

Le stéthoscope **3M™ Littmann® Classic III** est le dernier modèle des stéthoscopes **3M™ Littmann®** qui aidera des millions de professionnels de santé au quotidien. Le stéthoscope **3M™ Littmann® Classic III** est un partenaire fiable qui vous fournira une haute qualité acoustique lors des examens cliniques de vos patients. Avec un double pavillon, une membrane double fréquence, un côté pédiatrique convertible en cloche traditionnelle, une tubulure nouvelle génération, et bien plus encore, le stéthoscope **3M™ Littmann® Classic III** est le préambule de la nouvelle génération **Littmann®**. Idéal pour les étudiants, sages-femmes, infirmières de pratiques avancées, kinésithérapeutes et paramédicaux.

Spécifications

Marque	Solventum
sku	1610202
Digital	Non
Couleur	Champagne roze
Couleur de la poignée	Standard
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de stéthoscope	Classic III SE