

1575764 - WelchAllyn tête d'ophtalmoscope panoptic plus - 3,5v - halogène - 1 pc



Déscription

Le PanOptic de Welch Allyn offre une vue plus claire, plus nette et plus large de l'œil. Le PanOptic affiche une zone de visualisation de l'œil 25 fois plus grande qu'un ophtalmoscope standard. Cet ophtalmoscope amélioré permet des examens oculaires plus rapides et plus faciles. L'ophtalmoscope permet de diagnostiquer des problèmes de santé cachés, comme l'hypertension, le diabète ou une commotion cérébrale.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Compatible avec	Toutes les sources d'alimentation WelchAllyn 3,5 V
Taxe Bepat	0.05 EUR
sku	1575764
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce