

1544316 - Nipro seringues - 3-parties - 10 ml - luer lock - stérile - 100 pcs



Déscription

Les seringues Nipro sans aiguille sont dotées d'une graduation précise et d'un embout luer centré, idéal pour la distribution de médicaments et de liquides.

Spécifications

Marque	Klinion
Composition	Polypropylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Normes	DIN EN ISO 13485:2016
Produits similaires	Non
sku	1544316
Contenu	10 ml
Location de la pointe	Concentrique
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte
Tip	Luer lock