

1351410 - Table d'examen Optimus 3 Echo - hauteur variable électrique - 1 pc



Déscription

L'Optimus 3 ECG présente une découpe spéciale pour les ultrasons et l'ECG. Cette partie peut être repliée pour créer une ouverture. La tête et le dossier sont équipés d'un ressort à gaz et peuvent donc être réglés en continu. Comme cette table à ultrasons est composée de trois parties, elle peut également être placée en position assise.

Cette table est tapissée sans couture. Cela signifie qu'il n'y a pas de bords collants, ce qui facilite le processus de nettoyage. La tapisserie peut être essuyée avec de l'eau tiède et du savon. En cas de salissures tenaces, un autre produit de nettoyage ou d'entretien dilué peut être utilisé si nécessaire. Nous vous déconseillons d'utiliser de l'alcool et de l'eau de Javel.

Attention: la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 197 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Hauteur	60 - 110 cm
Capacité de levage	175 kg
sku	1351410
Couleur	Chocolate
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce