

1540801 - Seringues sans aiguilles - 2-parties - cathéter tip - emballé par pièce - stérile - 2 ml - 1 x 100 pcs



Spécifications

Composition	Piston: polyéthylène, corps: polypropylène
Sans latex	Oui
Stérile	Oui
Normes	EN ISO 7886-1:1997
sku	1540801
Mécanisme de sécurité	Non
Produits similaires	Non
Contenu	2 ml
Location de la pointe	Concentrique
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte
Tip	Tip du cathéter