

1550466 - Coussin chair Relax - housse bi-tec - L 200 cm - 1 pc



Déscription

Le coussin Chair Relax est spécialement conçu pour les personnes en fauteuil roulant. Ce modèle de chaise soutient le dos et surtout les bras, leur permettant d'adopter une position assise confortable et détendue. Il est plus étroit et moins rembourré que le modèle standard, de sorte que le dos reste toujours en contact avec le fauteuil roulant. De plus, le coussin est ignifuge.

Spécifications

Marque	Fico
Dimensions du produit	L 200 cm
Composition	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m ² , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m ³ , tailles des billes 0,9-1,18 mm
sku	1550466
Lavable	40 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Type d'emballage	Pièce