

## 1002471 - Seringues Terumo - 3-parties - luer slip - excentrique - 30 ml - 1 x 50 pcs



### Déscription

Seringue stérile 3 pièces avec luer slip excentrique. Pour l'administration immédiate de liquides et convient également pour prélever du sang ou d'autres liquides organiques.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	SS*30ESE1
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corps: polypropylène</li><li>• Piston: polypropylène</li><li>• Joint: élastomère thermoplastique (SS codes), caoutchouc polyisoprène ( MDSS)</li><li>• Lubrifiant: huile de silicone</li></ul>
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1002471
<b>Contenu</b>	30 ml
<b>Location de la pointe</b>	Pointe excentrique
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène Rayonnement
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Tip</b>	Luer slip