

## 1559051 - Plaque tournante pour tabouret de douche Easy - gris - 1 pc



### Déscription

Le patin pivotant permet de tourner facilement sans aucune friction. Il procure une chaleur instantanée, est hydrofuge et possède une surface antidérapante. La plaque tournante peut être lavé à un température de 60°.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Etac
<b>SKU leverancier</b>	E80209503
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>sku</b>	1559051
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Forme</b>	Rond
<b>Type d'emballage</b>	Pièce