

## 1624633 - HEINE Housse de protection pour visionPRO DS1 - 5 pcs



## **Déscription**

L'unité d'affichage HEINE visionPRO DS1 est un élément essentiel du laryngoscope vidéo HEINE visionPRO et mérite une protection optimale dans un environnement clinique chargé et exigeant. Grâce à la coque de protection HEINE spécialement conçue, l'écran est protégé contre les chocs, les rayures et les petits accidents.

Grâce à son design robuste et à son système de fixation simple, la housse de protection offre une sécurité supplémentaire sans compromettre la facilité d'utilisation ni l'hygiène.

## Caractéristiques principales

- Protection sur mesure spécialement développée pour l'unité d'affichage HEINE visionPRO DS1
- Robuste et absorbant les chocs amortit les chocs et les petits accidents
- Fixation simple rapide et pratique à utiliser
- Conception hygiénique facile à nettoyer et à désinfecter
- Durée de vie prolongée maintient l'écran en sécurité dans l'agitation de la pratique clinique



## **Spécifications**

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINF-000.22.020
sku	1624633
	Non
Type d'emballage	Pièce