

1624633 - HEINE Housse de protection pour visionPRO DS1 - 5 pcs



Déscription

L'**unité d'affichage HEINE visionPRO DS1** est un élément essentiel du **laryngoscope vidéo HEINE visionPRO** et mérite une protection optimale dans un environnement clinique chargé et exigeant. Grâce à la **coque de protection HEINE** spécialement conçue, l'écran est protégé contre les chocs, les rayures et les petits accidents.

Grâce à son design robuste et à son système de fixation simple, la housse de protection offre une sécurité supplémentaire sans compromettre la facilité d'utilisation ni l'hygiène.

Caractéristiques principales

- **Protection sur mesure** – spécialement développée pour l'unité d'affichage HEINE visionPRO DS1
- **Robuste et absorbant les chocs** – amortit les chocs et les petits accidents
- **Fixation simple** – rapide et pratique à utiliser
- **Conception hygiénique** – facile à nettoyer et à désinfecter
- **Durée de vie prolongée** – maintient l'écran en sécurité dans l'agitation de la pratique clinique

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINF-000.22.020
sku	1624633
	Non
Type d'emballage	Pièce