

1628198 - Laserguard - Protège-dents - silicone - stérile - 20 sachets



Déscription

Le protège-dents résistant au laser est un dispositif souple, durable et préformé, conçu pour empêcher le laser de traverser et pour protéger les dents et les tissus buccaux.

Ce produit est fabriqué en élastomère de silicone biocompatible, sans latex ni phtalates.

Grâce à sa souplesse, il convient à un large éventail de patients.

Il est livré stérile, de couleur bleue pour que tu puisses le reconnaître facilement, et est destiné exclusivement à un usage unique.

Spécifications

Marque	medasil
Composition	• élastomère (silicone biocompatible) • sans latex • sans phtalates
sku	1628198
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Type d'emballage	Boîte