

## 1610698 - Spongostan standard - 70x50x10 mm - 2 pcs



### Déscription

**Spongostan DENTAL** est une éponge hémostatique en gélatine de haute qualité, spécialement développée pour une utilisation dans les interventions dentaires. Cet outil innovant offre une solution efficace pour contrôler les saignements pendant les procédures chirurgicales.

L'éponge peut être utilisée sèche ou saturée avec une solution stérile de chlorure de sodium, selon les besoins. Elle est particulièrement adaptée aux interventions chirurgicales (à l'exception des procédures ophtalmologiques) où l'hémostase est essentielle. Spongostan DENTAL se révèle indispensable lorsque des méthodes traditionnelles telles que la compression, les ligatures ou d'autres techniques conventionnelles s'avèrent inefficaces ou inapplicables.

Avec Spongostan DENTAL, vous bénéficiez d'une approche sûre, stérile et fiable pour maîtriser les saignements capillaires, veineux et artériolaires. C'est le partenaire idéal pour les professionnels de santé exigeant précision et confort pour leurs patients.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Ethicon
<b>Dimensions du produit</b>	L 5 cm, H 7 cm
<b>sku</b>	1610698
<b>Profondeur du produit</b>	1 cm
<b>Stérile</b>	Oui
	Non
<b>Type d'emballage</b>	Boîte