

1541043 - Brosse chirurgicale - autoclavable - 1 pc



Déscription

Brosse chirurgicale pour un nettoyage en profondeur des ongles et des mains en les brossant avec un détergent ou un désinfectant. Stérilisable à l'oxyde d'éthylène et aux produits chimiques, autoclavable jusqu'à 200 fois à 121°C pendant 15 min, 126°C pendant 10 min ou 134°C pendant 3 min.

Spécifications

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Composition | Polypropylène, poils: nylon |
| sku | 1541043 |
| Couleur | Vert |
| Type d'emballage | Pièce |