

## 1541043 - Brosse chirurgicale - autoclavable - 1 pc



### Déscription

Brosse chirurgicale pour un nettoyage en profondeur des ongles et des mains en les brossant avec un détergent ou un désinfectant. Stérilisable à l'oxyde d'éthylène et aux produits chimiques, autoclavable jusqu'à 200 fois à 121°C pendant 15 min, 126°C pendant 10 min ou 134°C pendant 3 min.

### Spécifications

<b>Composition</b>	Polypropylène, poils: nylon
<b>sku</b>	1541043
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Type d'emballage</b>	Pièce