

## 1015173 - 3M™ Steri-Strip™ - 6 x 75 mm - 50 x 3 pcs



### Déscription

3M™ Steri-Strips™ sont des bandes renforcées en matériau microporeux avec un adhésif hypoallergénique. Pour une fermeture rapide et efficace des plaies pouvant être utilisée dans les soins intensifs, les urgences, les soins intensifs, l'obstétrique, l'orthopédie, la pédiatrie, les urgences et les soins des plaies.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Solventum
<b>Composition</b>	Colle: polyacrylate
<b>sku</b>	1015173
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Taille</b>	6 mm x 75 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte