

## 1015173 - 3M™ Steri-Strip™ - 6 x 75 mm - 50 x 3 pcs



## **Déscription**

3M™ Steri-Strips™ sont des bandes renforcées en matériau microporeux avec un adhésif hypoallergénique. Pour une fermeture rapide et efficace des plaies pouvant être utilisée dans les soins intensifs, les urgences, les soins intensifs, l'obstétrique, l'orthopédie, la pédiatrie, les urgences et les soins des plaies.

## **Spécifications**

Marque	3M™
Composition	Colle: polyacrylate
sku	1015173
Stérile	Oui
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	6 mm x 75 mm
Type d'emballage	Boîte