


**1543222 - Sonde d'aspiration CH18 - 48 cm - 1 distale + 1 latérale -
rouge - stérile - 1 x 100 pcs**



Déscription

Sonde d'aspiration à ouverture centrale et 2 yeux, une pointe arrondie à usage unique. La sonde offre une bonne qualité standard avec connexion en entonnoir selon le code couleur international.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Dimensions du produit	L 50 cm
Stérile	Oui
Composition	PVC
sku	1543222
Couleur	Rouge
Diamètre sonde	Ch 18
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte