

## 1351213 - Pompe à perfusion standard - type LF600 - FULLPRESS - Néerlandais



### Déscription

Le système de perfusion avancé Terufusion de Terumo offre des pompes à seringue et volumétriques précises, fiables et innovantes, sans imposer de charge supplémentaire aux prestataires de soins. Ils associent des technologies avancées à des fonctionnalités conviviales et sans stress pour leur permettre d'obtenir les meilleurs résultats pour les patients.

Les soignants doivent pouvoir déplacer les pompes facilement. Grâce à la poignée intégrée et à la pince flexible pour poteau, les pompes peuvent être facilement fixées ou retirées d'un poteau ou d'un rack Terufusion™.

Les soignants doivent pouvoir voir d'un coup d'œil quelle alarme ou quel avertissement a été activé. Grâce aux couleurs et aux illustrations réalistes, la pompe Terufusion™ distingue instantanément les alarmes de haute (rouge) et de basse (jaune) priorité. Les alarmes rouges exigent une intervention immédiate, tandis que les indications jaunes informent de la nécessité de préparer une action dans un avenir (proche).

### Spécifications

<b>Marque</b>	terumo_infusion
<b>sku</b>	1351213
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce