

## 1560449 - Renol sangles poignets disposables - taille unique - paire



### Déscription

Non molletonnées, elles se destinent à un usage plus bref dans le temps, une perfusion par exemple. Le maintien se fait par un système velcro. Elles s'accompagnent de sangles nylon séparées d'une largeur de 2,5 cm. Vendues par paire.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFL15900
<b>Options nécessaires</b>	Ne s'applique pas
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Composition</b>	Velcro
<b>sku</b>	1560449
<b>Catégorie de fixation</b>	Ceintures
<b>Fermeture</b>	Velcro
<b>Largeur ceinture</b>	Ne s'applique pas
<b>Largeur sangles</b>	2,5 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille de fixation</b>	S – M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de fixation</b>	Fixation poignet
<b>Usage de la fixation</b>	Au lit/brancard