

1560449 - Renol sangles poignets disposables - taille unique - paire



Déscription

Non molletonnées, elles se destinent à un usage plus bref dans le temps, une perfusion par exemple. Le maintien se fait par un système velcro. Elles s'accompagnent de sangles nylon séparées d'une largeur de 2,5 cm. Vendues par paire.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFL15900
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	Velcro
sku	1560449
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Velcro
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	2,5 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation poignet
Usage de la fixation	Au lit/brancard