

1549232 - Sacs à urine 2 L - non stérils - 2 L - valve antireflux - fermeture - tubulure 90 cm - 1 x 10 pcs



Déscription

Les poches à urine d'Axamed sont exemptes de latex, contiennent un connecteur avec bouchon, sont dotées d'une valve anti-reflux et d'un drain en T. La poche à urine affiche une indication claire du volume. En outre, les poches à urine conviennent aux patients qui passent la nuit ou qui sont alités.

Spécifications

Stérile	Non
Possibilité de vidange	Oui
sku	1549232
Contenu	2 l
Type d'emballage	Paquet