

1208052 - Porte-aiguille Mathieu - 17 cm - 1 pc



Déscription

Le porte-aiguille Mathieu est utilisé pour les sutures chirurgicales. Lorsqu'un serrage régulier est nécessaire, l'utilisation d'un porte-aiguille Mathieu est indispensable. Le porte-aiguille est équipé d'une position d'immobilisation, pour une fixation rapide de l'aiguille, et d'une zone de préhension nervurée, qui maintient fermement l'aiguille en place pendant la suture.

Spécifications

Marque	Nopa
Composition	Acier inoxydable
sku	1208052
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Taille	17 cm
Type d'emballage	Pièce
Type porte-aiguilles	Porte-aiguilles