

1574578 - Inhalateur IH 55 - fonction autonettoyante - avec accessoires assortis - 1 pc



Déscription

Beurer IH 55 est un inhalateur silencieux très efficace et convivial, ce qui le rend particulièrement adapté à une utilisation à la maison, en déplacement et même en voyage. Avec l'inhalateur, vous pouvez traiter vos voies respiratoires supérieures et inférieures lors de vos déplacements. L'inhalateur a une technologie de membrane vibrante, à grande vitesse les particules atteignent les poumons. Cet inhalateur a un temps d'inhalation court et une performance de nébulisation $>0,25$ ml/min. Convient pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures, rhumes, asthme, maladies respiratoires. L'inhalateur offre une grande facilité d'utilisation car il s'éteint automatiquement et est livré avec une gamme complète d'accessoires associés. L'inhalateur peut être facilement désinfecté.

Spécifications

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Marque | Beurer |
| Dimensions du produit | L 8.5 cm, H 14.6 cm, L 5.1 cm |
| Poids du produit | 0.228 kg |
| Débit min. | 0.25 milliliter per minute |
| sku | 1574578 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Statut d'approbation | A approuver |
| Type d'emballage | Pièce |
| Utilisation aérosol | Fréquent |