

1559974 - FM 250 appareil d'électrostimulation pour les pieds - 1 pc



Déscription

Le masseur de circulation électrique pour les pieds soulage les tensions musculaires et favorise la circulation sanguine grâce à une électrostimulation revitalisante et une fonction de marche supplémentaire. Pour le soulagement de l'enflure et de la douleur dans les jambes et les pieds, soulage les tensions musculaires et améliore la mobilité. Avec un niveau d'intensité sélectionnable de 1 à 99, 1 programme avec 15 variations prédéfinies plus des vagues. Avec 2 électrodes dans la zone des pieds, 1 électrode dans le brassard. Comprendant une fonction minuterie 5-90min, un compte à rebours et un arrêt de sécurité.

- Fonction step-up supplémentaire pour la mobilisation des pieds
- 2 niveaux de fonction de verrouillage du repose-pieds
- Avec télécommande, adaptateur secteur

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 37.2 cm, H 11.1 cm, L 28.3 cm
SKU leverancier	64937
Fonction de chaleur	Non
Chaleur infrarouge	Non
Programmes de massage	0
Nombre de fonctions	1
Nombre de têtes de massage	0
sku	1559974
Alimentation	Batteries & Alimentation secteur
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce