

1002364 - Semelle de marche Artistep® - pédiatrique - taille (25 - 30) - 1 pc



Déscription

Artistep est utilisé avec les bandages (d'immobilisation). La semelle spécialement développée assure une bonne démarche, offre un confort lors de la marche, évite les glissades et absorbe les chocs. Le talon renforcé offre un soutien supplémentaire. La gamme comprend un large éventail de tailles.

Spécifications

Marque	BSN
Composition	Composé de néoprène (nylon, EVA et PVC), d'une fine semelle extérieure en caoutchouc thermoplastique et d'une semelle intérieure en EVA/polywood.
sku	1002364
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	Pédiatrie
Type d'emballage	Pièce