

1558403 - Comfort kit Swift Mobil



Déscription

Le kit Etac Swift Mobil Comfort comprend une couverture dorsale Comfort, des accoudoirs Comfort et un siège Comfort Soft pour un confort et un soutien supplémentaires et une sensation de bien-être accrue.

La housse hydrofuge et thermoréfléchissante du support dorsal et des coussinets de bras aide l'utilisateur à rester au chaud. Le siège rembourré légèrement profilé offre un soutien confortable pour les cuisses et les coussinets pour les bras dissimulent l'utilisateur sans réduire l'accessibilité pour les soignants.

Spécifications

Marque	Etac
Composition	Polyéthylène
sku	1558403
Catégorie toilette ou douche	Accessoire sièges de toilette
Couleur	Noir
Type d'emballage	Pièce