

1542231 - Housse en coton/polyester pour coussin Relax support - gris - 1 pc



Déscription

La taie d'oreiller de soutien relax Fico soutient une longue durée de vie du coussin, des différences de couleur sont possibles. De légères différences de couleur sont possibles. Les housses sont lavables à 60°C.

Spécifications

Marque	Fico
sku	1542231
Couleur housse	Gris
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Coton/polyester
Type d'emballage	Pièce