

## 1103445 - Seca 711 pèse-personne à colonne mécanique avec poids coulissants - classe III - 220 kg - 1 pc



### Déscription

Deux caractéristiques font du pèse-personne mécanique à colonne seca 711 un instrument indispensable pour la pesée classique : la robustesse et une fiabilité absolue.

Avec une capacité de 220 kg et une large plateforme basse, cette balance est dimensionnée pour permettre la pesée des personnes les plus corpulentes. Avec sa fine graduation par 100 g, elle permet par ailleurs de déterminer les moindres variations de poids. La grande graduation parfaitement lisible et les contrepoids coulissant à hauteur des yeux font de ce modèle une balance particulièrement conviviale. En option, la seca 711 peut être dotée de la toise seca 220 qui la transforme en station de mesure complète.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Dimensions du produit</b>	L 52 cm, H 155.6 cm, L 52 cm
<b>Poids max.</b>	220 kg
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Oui
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Non
<b>sku</b>	1103445
<b>Classe pèse personnes</b>	Classe III
<b>Gradation pèse-personnes</b>	100 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes mécaniques