

1543533 - MG 206 coussin de massage shiatsu noir - 1 pc



Déscription

Coussin de massage shiatsu avec housse de siège, vous vivrez un massage relaxant du dos dans le confort de votre maison. Avec des zones de massage sélectionnables et une fonction lumière et chaleur en option, la housse de siège peut être adaptée à vos besoins. Grâce au crochet pratique, vous pouvez facilement ranger la couverture Shiatsu dans une armoire après le massage. Avec une fonction de minuterie, vous déterminez la durée du massage, 5/10/15 min Les zones de massage peuvent être sélectionnées (haut, bas et dos complet). La housse en velours peut être lavée à 40°.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 39 cm, H 70.5 cm, L 38 cm
SKU leverancier	64913
Puissance	18 W
Fonction de chaleur	Oui
Chaleur infrarouge	Non
Programmes de massage	3
Nombre de fonctions	2
Nombre de têtes de massage	4
sku	1543533
Alimentation	Alimentation secteur
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce