

## 1544080 - Renol sangles poignets et chevilles sécurisées - paire



### Déscription

Utilisez ces sangles pour immobiliser les poignets ou chevilles du patient. La fixation ne comprime pas la circulation et procure un grand confort. 2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure. Vendues par paire.

Sangles Universelles pour tour de poignet/cheville de 14 à 28 cm

Option nécessaire :

4 serrures+ 1 clé

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFL15000
<b>Options nécessaires</b>	4 serrures et 1 clé
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1544080
<b>Catégorie de fixation</b>	Ceintures
<b>Fermeture</b>	Serrures
<b>Largeur ceinture</b>	Ne s'applique pas
<b>Largeur sangles</b>	Ne s'applique pas
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille de fixation</b>	S – M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de fixation</b>	Fixation cheville et poignet
<b>Usage de la fixation</b>	Au lit/brancard