

1544080 - Renol sangles poignets et chevilles sécurisées - paire



Déscription

Utilisez ces sangles pour immobiliser les poignets ou chevilles du patient. La fixation ne comprime pas la circulation et procure un grand confort. 2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure. Vendues par paire.

Sangles Universelles pour tour de poignet/cheville de 14 à 28 cm

Option nécessaire :

4 serrures+ 1 clé

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFL15000
Options nécessaires	4 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544080
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation cheville et poignet
Usage de la fixation	Au lit/brancard