

1208569 - Pince pour saisir l'utérus - Pozzi - 25 cm - 1 pc



Déscription

Les forceps à tenaculum de Pozzi sont couramment utilisés en chirurgie pour saisir le sang vaisseaux ou pour stabiliser le col et l'utérus.

Spécifications

Marque	Nopa
Composition	Acier inoxydable
sku	1208569
Produits similaires	Non
Forme des instruments	Droit
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Taille	25 cm
Type d'emballage	Pièce