

1208569 - Pince pour saisir l'utérus - Pozzi - 25 cm - 1 pc



Déscription

Les forceps à tenaculum de Pozzi sont couramment utilisés en chirurgie pour saisir le sang vaisseaux ou pour stabiliser le col et l'utérus.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Marque | Nopa |
| Composition | Acier inoxydable |
| sku | 1208569 |
| Forme des instruments | Droit |
| Qualité instruments | Chirurgical |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe Ir |
| Taille | 25 cm |
| Type d'emballage | Pièce |