

## 1577140 - Presto 600 L - 5 tiroirs et 3 étagères gauche - 855 x 594 x 1015 mm - gris - 1 pc

### Déscription

Les trolleys Presto sont conçus pour une utilisation quotidienne dans les hôpitaux, ils constituent une solution fiable pour transporter les fournitures médicales de manière sûre et efficace. Grâce à leur conception spacieuse et bien organisée, ces chariots offrent un grand espace de rangement pour les bandages, les aiguilles et autres fournitures médicales. Le chariot est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce qui lui permet de résister aux exigences quotidiennes d'un environnement hospitalier chargé. De plus, il est équipé de roues à roulement doux, ce qui permet de le déplacer facilement dans l'hôpital. Outre leur conception pratique, les chariots sont également faciles à nettoyer et à entretenir, ce qui contribue à un niveau élevé d'hygiène dans l'environnement hospitalier. Sa taille compacte permet de le ranger facilement dans les petits espaces lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Capacité de charge maximale par tiroir 45 kg
- Capacité de charge totale maximale du chariot 300 kg

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | France Hopital               |
| <b>Dimensions du produit</b>     | L 59.4 cm, H 101.5 cm        |
| <b>Composition</b>               | Aluminium                    |
| <b>Profondeur du produit</b>     | 85.5 cm                      |
| <b>sku</b>                       | 1577140                      |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |