

## 1351054 - Table d'examen Praxis 2 Elite - hauteur variable électrique - Pimpelle - 1 pc



### Déscription

Le Praxis 2 Elite est le successeur du Praxis 2, qui connaît un grand succès, dans la gamme Praxis. Cette ligne se caractérise par une grande portée de 42 à 112 cm et possède également une capacité de levage standard de 225 kg. Grâce à ses pieds ronds et à ses profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable. Le dossier plus long du Praxis 2 Elite mesure 81 cm et assure une position assise confortable.

Attention: la couleur de la table telle qu'elle apparaît sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Wesseling
<b>Dimensions du produit</b>	L 64 cm, L 198 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Non
<b>Hauteur</b>	42-112 cm
<b>Capacité de levage</b>	225 kg
<b>Temps de réglage de la hauteur</b>	40 s
<b>sku</b>	1351054
<b>Couleur</b>	Pimpelle
<b>Nombre de parties</b>	2-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce